

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v. .

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN HD-380 & HD-381, TANITA



HD-380



HD-381

1. Trước khi sử dụng cân:

- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh và sự rung động mạnh.
- Nguồn Pin (CR2032 x 01) cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.

2. Cách sử dụng cân:

- Lần đầu tiên sử dụng cân, nên rút miếng lót pin (màu đen) ở phía dưới cân (chỗ lắp pin)
- Đặt cân xuống mặt nền, nhấn (hoặc gõ) lên mặt cân 2 lần để khởi động cân.
- Chờ cho cân hiển thị 0.0 kg rồi mới đứng lên cân.
- Khi đứng lên cân khoảng 5S (thời gian ổn định), cân sẽ giữ số kg của khách hàng (chống dao động), muốn cân tiếp thì bước xuống cân rồi bước lên cân để cân.
- Cân sẽ tắt nguồn sau khoảng 60S không sử dụng (tự động tắt nguồn, tiết kiệm pin). Muốn mở cân thì nhấn (hoặc gõ) lên mặt cân 2 lần để khởi động cân.

3. Những điều cần lưu ý:

- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 40°C.
- Khi mở cân, chờ cho đến khi cân khởi động về 0.0 kg rồi mới cân.
- Cân dùng 01 pin CR2032, DC 3V.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').
- Khi cân, nên để vật ngay giữa bàn cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt bàn cân.
- Bàn cân làm từ kính cường lực, nếu va chạm các cạnh của bàn cân sẽ rất dễ làm bể kính (vỡ vụn).

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”